


Casting News

Ett nyhetsbrev från BSN medical Nr 3 – 2013

Syntetiska gipsförband - polyester vs glasfiber

Efterfrågan på syntetiska plast/polyesterförband (dvs glasfiberfria material) ökar mer och mer för varje år. Många landsting väljer syntetiska glasfiberfria förband på grund av dess unika egenskaper.

Polyesterförbanden är mycket **hållbara**, de går inte sönder/knacks vid belastning och det leder till färre omgipsningar än



med mjukt glasfibermaterial. Polyester materialet erbjuder en **flexibilitet** i hårdheten vid olika antal lager, vilket direkt leder till ökad patient komfort. Dessutom bidrar kontrollerad rörlighet till **förkortad rehabiliteringstid** för patienten.

De glasfiberfria polyesterförbanden är helt **röntgengenomsläppliga** med klara bilder som följd och kan enkelt avlägsnas med sax eller såg. Det bildas endast en **liten mängd damm** vid borttagningen av gipset och gipssaxarna slits inte ner på samma sätt som när det klipps i glasfibermaterial.

Polyesterförbanden är mer **miljö-vänliga** då de destrueras genom förbränning och är dessutom



ett mycket **kostnadseffektivt** alternativ där bland annat individanpassade **ortoser** går snabbt och enkelt att skapa.

Delta-Cast[®] Soft - med hjärtan



BSN medical har utvecklat ett nytt mjukt glasfiberfritt polyesterförband, som möjliggör funktionell immobilisering för frakturer och skadade mjukdelar.

Delta-Cast[®] Soft erbjuder en utmärkt hållbarhet eftersom det inte innehåller glasfiber. Produkten har en mycket bra passform, laminering och stöd. Med miljön i fokus har vi valt att utveckla ett gipsförband som destrueras genom förbränning.

Art. nr	Färg	Storlek	Art. nr	Färg	Storlek	Art. nr	Färg	Storlek
72708-60		5cm x 3,6m	72708-08		5cm x 3,6m	72708-11		7,5cm x 3,6m
72708-61		7,5cm x 3,6m	72708-18		7,5cm x 3,6m	72708-21		10cm x 3,6m
72708-02		2,5cm x 1,8m	72708-28		10cm x 3,6m	72708-05		5cm x 3,6m
72708-12		5cm x 3,6m	72708-50		5cm x 3,6m	72708-15		7,5cm x 3,6m
72708-22		7,5cm x 3,6m	72708-51		7,5cm x 3,6m	72708-25		10cm x 3,6m
72708-32		10cm x 3,6m	72708-52		10cm x 3,6m	72708-09		5cm x 3,6m
72708-42		12,5cm x 3,6m	72708-01		5cm x 3,6m	72708-19		7,5cm x 3,6m

Delta-Xpress™ Knä


-snabb och säker immobiliseringskena

Flertalet av de frakturer som kommer in på en akutmottagning bör omedelbart stabiliseras för att undvika mer skada. Delta-Xpress™ erbjuder en snabb och enkel lösning som ger säker immobilisering och hjälper omedelbart till att lindra smärta.

Delta-Xpress™ är ett nytt spjälningssystem som möjliggör immobilisering av extremiteter inom en bråkdel av tiden det tar med konventionella skenor och gipsförband.

Den monteringsfärdiga designen gör användningen lätt att förstå och saknar många tidsödande steg. Delta-Xpress™ är dessutom 100% röntgengenomsläpplig.

Finns nu i fem versioner; **handled**, **hand och handled**, **armbåge**, **underben** samt **knä**.



Tack SOGF

-Umeå 26-27 sep

Stort **tack** till föreningen och till alla Er som deltog i Umeå.



Vill du veta mer?

Vill du veta mer om våra produkter eller önskar du komma i kontakt med någon av våra säljare?

Hör av dig till vår kundtjänst på telefon **031-727 98 00** eller via kundservice@bsnmedical.com